

## Vitrex Injektiopyyhe

### Antiseptiseen ihon puhdistamiseen

Tuote-esite



#### TUOTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

- Vitrex injektiopyyhkeet ovat helppo ja kätevä tapa puhdistaa iho ja auttaa torjumaan bakteereita puhdistuskohdassa.
- Käytetään antiseptiseen ihon puhdistukseen ennen rokotuksen tai verinäytteen ottoa.
- Kukin alkoholipyyhkeistä on yksittäin pakattu ja kertakäyttöinen käyttömukavuuden ja turvallisuuden vuoksi.

#### KIELET:

Tuotteen etiketissä on ohjeet seitsemällä kielellä:

- suomi
- ruotsi
- englantti
- ranska
- saksa
- espanja
- norja

#### TEKNISET SPESIFIKAATIOT

Kuvaus	Koko	Pakkaus	Koostumus	Tuotenro	Identifikaatio
Injektiopyyhe	30x30 mm, 2-krs	100 kpl	82% Etanoli	V521413	1U8K-YGJD-J103-YQRW

Käyttöaika 5 vuotta

#### KÄYTTÖOHJEET

Käyttöohjeet: pyyhi iho injektiopyyhkeellä. Anna kuivua 1-3 minuuttia, kunnes alkoholi on haihtunut iholta.

#### SÄILYTYS

Pakutat alkoholipyyhkeet tulee säilyttää kuivissa ja ilmastoiduissa tiloissa ilman myrkyllisiä, haitallisia tai syövyttäviä aineita.

#### LAATU

Säännelty Biosidivalmisteasetuksen (BPR, asetukset (EU) 528/2012) 22.5.2012 mukaisesti; koskee biosidituotteiden markkinoille saattamista ja käyttöä.



**Pakkaus:**  
Paketti  
Kuljetuslaatikko  
Lava

100 kpl  
100 pkt  
40 ltk