



Tuotenumero 1999902086



Classic

Tutkimuskäsineet, ABENA Classic, XS, sininen, nitrili, puuteriton

Joustava

✓ Erittäin pehmeä

Kätehen hyvin istuva

Ohut käsine antaa hyvän tuntoherkkyyden

Sininen

CAT
III

Tuotekuvaus

Joustava tutkimuskäsine, joka istuu käteen hyvin ja antaa hyvän tuntoherkkyyden. Sopii monenlaisiin siivous-, hoito- ja laboratoriotehtäviin sekä ruoan, lääkkeiden, sytostaattien ja hormonivoiteiden käsittelyyn. Ei sisällä lateksiproteiineja, joten käyttö on turvallista myös lateksiallergiatapauksissa.

MEDIUM
GRIP

240 mm

EN374-5:2016



VIRUS

374-1:2016/
Type B

KPT

AQL 1.5 EN EN
420 455

Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Tutkimuskäsineet
Brändi	ABENA
Alabrändi	Classic
Koko	XS
Väri	Sininen
Ominaisuudet	Karhennetut sormenpäät, lateksiton, keskitason pito, rullareuna, herkkä
Ominaisuudet	Puuteriton
Yksi vai useampi käyttökerta	Kertakäyttöinen
Materiaali	Nitrili
Tekniset aineosat	Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay L, Chlorine
Pituus/syvyys	240 mm
Leveys	76 mm
Nettopaino	2.9 g
Paksuus	Kämmen: min 0,06mm; sormet: min. 0,07mm
Todistukset	CAT III, CE, Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, MD
CE-luokitus	CAT III
CE-luokka	Class I
Tuote-tai testistandardit	AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745, (EU) 2016/425, (EC) No 1935/2004, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) No 2023/2006
Säilyvyysaika	5 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi kuivassa ja puhtaassa paikassa huoneenlämmössä.
Tuotteen hävittämishjeet	Lajittele muovina. Jos tuote on kontaminoitunut, hävitetään sairaalajätteenä.

Pakkauksen hävittämishjeet

Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Tarkista käsiin mahdollisten vikojen osalta ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	2000 kpl	39.7 cm	26 cm	25.4 cm	5703538437830
rs	200 kpl	24 cm	12.3 cm	7.6 cm	5703538437793
paria	2 kpl	0 cm	0 cm	0 cm	
kpl	1 kpl				



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



Lasi ja haarukka -symboli takaa, että tuotteet täyttävät EU:n lainsäädännön elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille asettamat vaatimukset. Tämä symboli on pakollinen tuotteissa, joita käytetään elintarvikekontaktissa.



Kaikilla luokan III henkilönsuojaimilla on oltava kolmannen osapuolen tyyppihyväksyntä. CAT III -tuotteissa tulee olla sen ilmoitetun laitoksen numero, joka on antanut kolmannen osapuolen vahvistuksen tuotteen turvallisuudelle.



Ei sisällä lateksia.



Karhennetut sormenpäät.



Käsineessä on keskivahva pito.



Käsineen pituus on 240 mm.

EN374-5:2016



Standardi määrittelee vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tämä standardin osa kuvaa käsineen kykyä vastustaa bakteerien, sienien ja virusten läpikärsyä.



Standardi määrittelee kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskevat vaatimukset. Tyyppi B on testattu vähintään 30 minuutin tunkeutumisajan suhteen kemikaaleille, jotka ovat 40% natriumhydroksidi, 30% vetyperoksidi ja 37% formaldehydi.

**EN
420**

Standardi määrittelee suojakäsineiden vaatimukset suhteessa yleisiin vaatimuksiin ja testimenetelmiin.

**EN
455**

EN 455 koostuu neljästä standardista, joiden mukaan käsinet on testattava, jotta ne hyväksytään terveydenhuollossa käytettäväksi käsineiksi. Tämä standardi määrittelee kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsinettä koskevat vaatimukset.

